

## Product details

### **m yangaterials dari sprej nonwoven untuk hotel:**

- 1) polypropylene 20-65gsm
- 2) SMS 30-65gsm
- 3) mikro 45-65gsm

### **Fungsi sprej ahli bedah**

- 1) Kain ini sering dan sanitasi.
- 2) Satu ukuran cocok paling standar ukuran tempat tidur.
- 3) Ini adalah durable dan efektif dalam melindungi orang-orang yang tinggal di hotel, di luar ruangan, atau rumah sakit.  
untuk kekosongan laundry yang tidak perlu dengan lembar sekali pakai yang cocok untuk Anda gunakan.
- 4) EO sterilisasi: dengan atau tanpa, dengan EO sterilisasi secara luas digunakan di rumah sakit.

### **Packing penutup sprej**

S  
b  
a  
h  
J  
e  
p  
a  
e  
k  
i  
h  
g  
k  
e  
r  
t  
a  
s  
k  
a  
n  
t  
o  
n  
g  
p  
l  
a  
s  
t  
i  
k  
,  
5  
p  
c  
s  
/  
C  
t  
n  
R  
p  
e  
s  
k  
t  
a  
g  
e  
p  
t  
a  
/  
C  
t  
n

C  
a  
t  
a  
t  
a  
n  
:  
s  
e  
m  
u  
a  
b  
i  
s  
a

## Product display



**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL

