

Product details

m yangaterials dari sprej nonwoven untuk hotel:

- 1) polypropylene 20-65gsm
- 2) SMS 30-65gsm
- 3) mikro 45-65gsm

Fungsi sprej ahli bedah

- 1) Kain ini sering dan sanitasi.
- 2) Satu ukuran cocok paling standar ukuran tempat tidur.
- 3) Ini adalah durable dan efektif dalam melindungi orang-orang yang tinggal di hotel, di luar ruangan, atau rumah sakit.
untuk kekosongan laundry yang tidak perlu dengan lembar sekali pakai yang cocok untuk Anda gunakan.
- 4) EO sterilisasi: dengan atau tanpa, dengan EO sterilisasi secara luas digunakan di rumah sakit.

Packing penutup sprej

S
b
a
h
J
e
p
a
e
k
i
h
g
k
e
r
t
a
s
k
a
n
t
o
n
g
p
l
a
s
t
i
k
,
5
p
c
s
/
C
t
n
R
p
e
s
k
t
a
g
e
p
t
a
/
C
t
n

C
a
t
a
t
a
n
:
s
e
m
u
a
b
i
s
a

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

