

- **Cocok untuk orang:** Dokter, siswa, sabar, kompor, pembersih, pekerja kantor, dll
- **Cocok untuk acara ini:** Rumah Sakit, Industri Makanan, Lokakarya Debu Gratis, Sekolah, Kamar Bersih, Rumah dll
- **Perkenalan produk:** Produk terbuat dari non-Kain tenun seperti pemanasan ultrasonik, dasi atau kait di leher, pinggang kembali dengan ikatan.
- **Ini dirancang** Di bawah Bahan Non Woven. Hot ukuran pada 115 * 137cm yang dapat memuat sebagian besar pengguna, juga dapat mendukung ukuran dan gaya menyesuaikan untuk jaminan yang nyaman mengenakan dan penggunaan. Paket tas yang bagus dan ekonomis sangat populer untuk consumer. Packing sstoda di medis.
- **Jenis gaun bedah sekali pakai ini** Memiliki permeabilitas udara yang baik, nyaman dipakai, lingkungan pencegahan debu. Ramah dapat disesuaikan agar pas nyaman tanpa kaca serat, hypoallergenic.

Spesifikasi.

Deskripsi	Cina Hubei Grosir CE ISO disetujui steril satu kali menggunakan scrub smms medis
Bahan	Non Woven, Bahan Gram Berat dari 18-60g Ceritakan apa yang Anda inginkan, kami akan merekomendasikan satu yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda
Fitur.	Anti Skid, Anti Statis, Hypoallergenic, Nyaman, Breathability Tinggi, Fiberglass Gratis, Lateks Gratis, Ramah
Gaya	Dasi wasit.
Ukuran	L115 * W137cm, 120 * 140cm, 135 * 142cm dll (panjangnya ukuran dari bahu)
Warna	Biru, putih, kuning, hijau dll
Aplikasi	H.personel medis klinis ospital dan pasien. Lokakarya bebas-otomatis, laboratorium, industri makanan, manufaktur elektronik dan sebagainya
Sampel	Dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu satu minggu
Jangka waktu pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P / Escrow
Waktu pengiriman	1 * 40HQ dapat diselesaikan sekitar 35 hari. (100.000 PC per hari)
FOB Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou



Int. Honest
CA INTERNATIONAL





www.merit-system.com



