

Indikasi

Banyak digunakan di rumah sakit, pabrik makanan dan bengkel bebas debu

Pengemasan normal

100 pcs/tas, 10bags/ctn

Spesifikasi penutup lengan PE biru

Barang	Plastik sekali pakai pemasok penutup lengan PE biru tahan air elastis
Bahan	pe
Bobot	2.5-5g
Gaya	dengan elastis
Ukuran	20*40cm, 20*44cm, 20*60cm dll
Warna	biru
Sedang mengemas	100 pcs/tas, 10bags/ctn
PACKING DESAIN	Semua kotak dalam dan pencetakan karton bisa menjadi desain Anda
Desain Karton	40*20*32cm
Aplikasi	Banyak digunakan di rumah sakit, pabrik makanan dan bengkel bebas debu
Moq	50000pcs
Sampel	dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu 3 hari
Jangka waktu pembayaran	T/t, l/c, d/a, d/p/escrow
Waktu pengiriman	Sebagai kuantitas Anda (kami dapat menyelesaikan 100000 PC per minggu)
Port fob	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



