

Polypropylene bernapas masker pelindung, desainer medis masker wajah, dokter bedah masker 3 ply lokakarya

Properti bernapas masker pelindung

- 1) Te pada masker wajah, elastis masker, dan cangkir masker dll
- 2) warna dan bahan yang berbeda pilihan yang ditawarkan.
- 3) Kedua curah dan kemasan steril tunggal tersedia
- 4) Harga sangat bagus, kualitas stabil dan pengiriman tepat waktu.

Spesifikasi desainer masker wajah medis

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
berat kain	Bisa sebagai permintaan Anda
telinga lingkaran	Dasi atau lingkaran telinga
Ukuran	17,5 * 9.5cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam
Pengepakan	50 pcs / box, 2.000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua kotak batin dan pencetakan karton luar dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, industri makanan, lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur dan sebagainya

Mengapa memilih kami masker 3 ply

- 1) Kami adalah salah satu produsen terkemuka, eksportir dan pemasok grosir kualitas yang sangat baik masker wajah sekali pakai dari Xiantao, Hubei, Cina, kota kelahiran produk non woven.
- 2) Produk yang ditawarkan mencegah dari iritasi kulit, lipit untuk cakupan wajah penuh, ultra sonic penyegelan dan penempatan yang tepat dari lipatan, dingin dan bernapas, bebas serat. Ini dibuat untuk berhenti infeksi udara dari menyebar.

Gambar masker 3 ply

