

Polypropylene wajah masker sekali pakai, perancang busana masker wajah bedah,

Filter masker anti-debu

Indikasi masker sekali pakai

- 1) steril masker adalah untuk rumah sakit, klinik, tenaga medis dan pasien;
- 2) Non-steril masker dapat digunakan untuk lokakarya bebas debu, pabrik makanan dan sebagainya.

Deskripsi masker sekali pakai

- 1) 17,5 * 9.5cm, satu ukuran cocok lagi;
- 2) loop telinga ekstra-lembut menghilangkan tekanan pada telinga;
- 3) Lapisan dalam terbuat dari jaringan wajah lembut, tidak ada pewarna, tanpa bahan kimia, lembut untuk kulit, yang filtrasi tinggi, BFE 99,5, PFE 99,7% pada 0,1 mikron;
- 4) Cairan tahan, bebas lateks, serat-kaca bebas, tidak berbau;
- 5) TIPE IIR standar mutu, nyaman bagi para profesional medis dan personil kesehatan;
- 6) Mereka terutama digunakan di rumah sakit, pusat kesehatan, klinik gigi dan apotek.

Kemasan dari desainer bedah masker wajah

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;
1 * 20 GP kontainer dapat menahan 1.400.000 Pcs masker, 700 CTNs;
kontainer 1 * 40 HC dapat menahan 3.450.000 Pcs topeng, 1725 CTNs.
Atau sebagai kebutuhan Anda.

Istilah perdagangan desainer bedah masker wajah

MOQ	100.000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
kemampuan pasokan	1.000.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

Gambar filter mask

