

## SPESIFIKASI SPESIFIKASI FACE INFULY PELUANG DIPOBIS

3-lapisan, di luar dicetak PP non woven, lapisan dalam adalah pp putih non woven, lapisan tengah adalah kertas saring standar tinggi 99. Dengan gaya loop telinga.

Berat: 35 + 25 + 25g (Nyaman, Tanpa Serat Kaca, Lateks Gratis, Lembut dan Bernapas)

Ukuran: 17.5x9.5cm (dewasa)

### keuntungan

1. Resistensi sangat rendah terhadap pernapasan, bebas dari bau asing, tanpa perasaan merangsang.
2. Bar hidung dapat beradaptasi, nyaman, tanpa serat kaca, bebas lateks.
3. PFE (efisiensi filtrasi partikel non berminyak)  $\geq 30\%$ .
4. BFE (efisiensi filtrasi bakteri)  $\geq 95\%$  (99%).
5. Gunakan teknologi pengelasan ultrasonik, kenakan nyaman.
6. Putih, biru, hijau, merah, pink, kuning bisa tersedia

### pengepakan

Non steril, 50 pcs / box, 2000 pcs / ctn, karton ukuran: 52x38x34cm,

### indikasi

1. Produk steril digunakan untuk personel medis klinis rumah sakit dan pasien.
2. Produk non-steril dapat digunakan untuk lokakarya bebas debu, rumah sakit, laboratorium, industri makanan, manufaktur elektronik dan sebagainya.
3. Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan kadar percikan darah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus invading.

Jangka waktu pembayaran: T / T, L / C, D / A, D / P / Escrow

Waktu pengiriman: Saat Anda kuantitas (kami dapat menyelesaikan 1 million PC per hari)

FOB Port: Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

### Spesifikasi Masker Wajah Bedah Sekali Pakai

Deskripsi	Dicetak sekali pakai non woven 3ply masker wajah dicetak sekali pakai non woven 3ply masker wajah
Bahan	3ply, PP Non Woven
Bobot	35 + 25 + 25g (nyaman, tanpa serat kaca, lateks gratis.)
Gaya	Elastis Ear-Loop (Lateks GRATIS)
Ukuran	17.5x9.5cm (dewasa)
Warna	putih, hijau, biru, pink, kuning, pink, oranye, ungu, merah (semua warna bisa tersedia)
pengepakan	Non-steril: 50 pcs / box, 2000 pcs / ctn
Desain pengepakan	Semua kotak batin dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
ukuran karton	52x38x34cm.

Aplikasi	personel medis klinis rumah sakit dan pasien. Lokakarya bebas debu ,, laboratorium, industri makanan, manufaktur elektronik dan sebagainya
MOQ.	100000 pcs.
Sampel	Dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu satu minggu
Jangka waktu pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P / ES