

## **Pelindung masker 3 Ply dengan pengait telinga; anti-debu Cleanroom masker; berwarna masker bedah**

### **Deskripsi wajah topeng 3 Ply dengan pengait telinga**

- 1) 17,5 \* 9.5cm, satu ukuran cocok lagi;
- 2) loop telinga ekstra-lembut menghilangkan tekanan pada telinga;
- 3) Lapisan dalam terbuat dari jaringan wajah lembut, tidak ada pewarna, tanpa bahan kimia, lembut untuk kulit, yang filtrasi tinggi, BFE 99,5, PFE 99,7% pada 0,1 mikron;
- 4) Cairan tahan, bebas lateks, serat-kaca bebas, tidak berbau;
- 5) TIPE IIR standar mutu, nyaman bagi para profesional medis dan personil kesehatan;
- 6) Mereka terutama digunakan di rumah sakit, pusat kesehatan, klinik gigi dan apotek.

### **Spesifikasi Cleanroom masker**

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
berat kain	Bisa sebagai permintaan Anda
telinga lingkaran	Dasi atau lingkaran telinga
Ukuran	17,5 * 9.5cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam
Pengepakan	50 pcs / box, 2.000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua kotak batin dan pencetakan karton luar dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, industri makanan, lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur dan sebagainya

### **Kami memproduksi berikut jenis masker bedah berwarna**

- 1) 3ply atau 2 ply masker wajah non woven
- 2) 2 ply atau 1ply kertas masker wajah
- 3) 4 lapis masker karbon aktif

### **Gambar wajah topeng 3 Ply dengan pengait telinga**



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

