

Pelindung masker 3 Ply dengan pengait telinga; anti-debu Cleanroom masker; berwarna masker bedah

Deskripsi wajah topeng 3 Ply dengan pengait telinga

- 1) 17,5 * 9.5cm, satu ukuran cocok lagi;
- 2) loop telinga ekstra-lembut menghilangkan tekanan pada telinga;
- 3) Lapisan dalam terbuat dari jaringan wajah lembut, tidak ada pewarna, tanpa bahan kimia, lembut untuk kulit, yang filtrasi tinggi, BFE 99,5, PFE 99,7% pada 0,1 mikron;
- 4) Cairan tahan, bebas lateks, serat-kaca bebas, tidak berbau;
- 5) TIPE IIR standar mutu, nyaman bagi para profesional medis dan personil kesehatan;
- 6) Mereka terutama digunakan di rumah sakit, pusat kesehatan, klinik gigi dan apotek.

Spesifikasi Cleanroom masker

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
berat kain	Bisa sebagai permintaan Anda
telinga lingkaran	Dasi atau lingkaran telinga
Ukuran	17,5 * 9.5cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon / Capri biru / merah anggur / hitam
Pengepakan	50 pcs / box, 2.000 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua kotak batin dan pencetakan karton luar dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, industri makanan, lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur dan sebagainya

Kami memproduksi berikut jenis masker bedah berwarna

- 1) 3ply atau 2 ply masker wajah non woven
- 2) 2 ply atau 1ply kertas masker wajah
- 3) 4 lapis masker karbon aktif

Gambar wajah topeng 3 Ply dengan pengait telinga



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

