

Ringkasan

Selimut medis yang tidak dapat ditanamkan terbuat dari non anyaman dan polietser di dalamnya.

Memberikan kehangatan dan kenyamanan selama keadaan darurat pertolongan pertama

Banyak digunakan untuk penggunaan pasien tunggal

Sempurna untuk penggunaan darurat, perlengkapan pertolongan pertama, pusat perawatan darurat, rumah sakit, dan fasilitas perawatan medis lainnya

Bahan ini bebas lateks

Bahan:

100% poliester di dalam, di luar pp nonwoven

Fitur: sekali pakai, tahan air

Jenis: Lembar datar, selimut ramah-co-friendly

Bentuk: persegi panjang

Pola: bergaris

Gunakan: hotel, sekali pakai, rumah sakit

is_customized: ya

Berat: 220-700g, 220-700g

Musim: Empat Musim

Nama Produk: Selimut Medis sekali pakai

Kata kunci: sekali pakai

Warna: biru, putih atau disesuaikan

Kain: 100% polyetser, pp non anyaman

Penggunaan: maskapai penerbangan, rumah sakit, panti jompo

Logo: Terima logo yang disesuaikan

Ukuran: Terima ukuran yang disesuaikan

Desain: Terima desain khusus

Paket: 1 pc/poli bag

Detail cepat

Tempat Asal: China

Bahan: poliester + non anyaman

Fitur: terlipat, sekali pakai, pijat, tahan air

Teknik: Non-Woven

Bentuk: persegi

Gunakan: Pemanasan, Pasien Pindah

is_customized: ya

Kemampuan pasokan

Kemampuan Pasokan: 100000 potongan/potong per minggu

Pengemasan & Pengiriman

Port: fob wuhan/shanghai/ningbo

Waktu tunggu:

Kuantitas (potongan)	1 - 100000	> 100000
Est. Waktu (hari)	20	Untuk dinegosiasikan

barang	nilai
Tempat asal	Cina
Bahan	Poliester + non anyaman
Fitur	Terlipat, sekali pakai, pijat, tahan air
Teknik	Non-anyaman
Membentuk	Kotak
Menggunakan	Pasien Pemanasan dan Pindah
is_customized	Ya



Digunakan dalam: Rumah Sakit Nursing Home Emergency

bisa dikemas secara individual

Deskripsi Produk







