

semua **Gaun bedah yang diperkuat** terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan superior:

- Bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernapas tetap dingin, bahkan selama kasus lama
- Berbagai gaya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang berbeda

<b><u>Kain Bahan</u></b>	Bahan SMS.
<b>Gaya</b>	Dengan velcro pada kerah, ikat pada manset rajutan pinggang
<b>Dimensi S. Ize kain w delapan</b>	X-3XL 30-60g., c Ould menjadi Sebagai permintaan Anda
<b>Warna</b>	Warna biru
<b>Sertifikat</b>	ISO13485, FDA
<b>MOQ:</b>	10000. pcs.
<b>Desain pengepakan</b>	dapat seperti desain Anda
<b>Packing</b>	1 pc / kantong kertas plastik, 50 pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan anda
<b>Kemampuan</b>	60.000. pcs per hari
<b>Waktu pengiriman</b>	7-30 hari
<b>Aplikasi</b>	Laboratorium, klinik, Industri makanan, Lokakarya Bebas Debu,RSUD

Gambar **Gaun bedah yang diperkuat**



Set-in Sleeves



Raglan Sleeves



Waist card, more  
nient distinction the belt



Heat-welded ties



Ultra-sonic heat  
sealing seams







