

## SMS biru sekali pakai Spunbond pasien transfer lembar pemasok

### Bahan fitur:

SMS sekali pakai tandu lembar:

Terbuat dari bahan SMS Spunlace hidrofobik, bebas lateks; abrasi-tahan; rendah serat; dengan tingkat tinggi cairan repellency; baik penghalang darah, cairan tubuh dan patogen. Digunakan untuk bersih, rapi, nyaman, Brankas.

Tersedia warna: biru.

Berat: 20 bahan-100gsm.

### Spesifikasi:

Item	SMS biru sekali pakai Spunbond pasien transfer lembar pemasok
Bahan	SMS
Berat badan	20-110gms
Gaya	gaya persegi akhir (lateks gratis)
Ukuran	40" x 60", 40" x 90", 30" x 72", 60" x 104", 54" x 88", 31" x 77", 33" x 89", 40" x 48", 30" x 84", 40" x 72", 32" x 72". Atau sebagai tuntutan Anda.
Warna	biru
Kemasan	5pcs/bag, 50pcs/tas atau 10pcs/tas, 100pcs/ctn
Desain Kemasan	Semua inner box dan karton pencetakan dapat sebagai desain Anda
ukuran karton	Standar
Aplikasi	Rumah sakit untuk tidur darurat dan bedah
MOQ	500PCS
Sampel	Dapat diberikan gratis untuk kualitas Anda memeriksa dalam 2-4days
Jangka waktu pembayaran	T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, ESCROW, Paypal
Waktu pengiriman	1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari
FOB pelabuhan	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA