

## Masker Wajah Sekali Pakai Paket Tunggal

### Deskripsi Produk

Disposable 3 Layers Non Woven Ear Loop Protection Pemasok Masker Wajah Filtrasi Tinggi

Terbuat dari 3 lapisan, lapisan dalam dan luar PP non woven, lapisan tengah kertas saring standar tinggi 99. Gaya Ear-loop.

### Keuntungan

1. Produsen langsung, ISO CE bersertifikat FDA 3ply masker wajah bedah non woven, warna apapun.
2. ISO, CE, FDA, BFE > 99%, standar tipe II / Tipe IIR.
3. Kapasitas: 1000.000 pcs / hari, 1 \* 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;
4. Bebas longgar, napas mudah, ramah lingkungan, desain kemasan OEM, layanan dalam waktu 24 jam.
5. Ramah kulit, Hypoallergenic, Nyaman, Bernapas tinggi, bebas fiberglass, bebas lateks
- 6, Bisa dikemas tunggal.

### Spesifikasi

bahan	3ply, PP non woven 25g + filter 25g + pp non wovn 25g
fitur	Ramah kulit, Hypoallergenic, Nyaman, Bernapas tinggi, bebas fiberglass, bebas lateks
Gaya	Ear-loop elastis (bebas lateks)
Ukuran	17.5x9.5cm (dewasa)
Warna	putih, hijau, biru, merah muda, kuning, merah muda, oranye, ungu, merah, hijau apel, hitam, (semua warna dapat tersedia)
pengepakan	Non-steril: 50 pcs / kotak, 2000pcs / ctn atau 1000 pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dalam dan pencetakan karton bisa sesuai desain Anda
ukuran karton	52x38x30cm
Aplikasi	Tenaga medis klinis rumah sakit dan pasien. bengkel bebas debu, laboratorium, industri makanan, manufaktur elektronik dan sebagainya
MOQ	10.000 PCS
Sampel	Ini dapat diberikan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu satu minggu
Jangka waktu pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Waktu pengiriman	1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 7-10 hari. Menurut kuantitas Anda (2 juta pcs per hari)
Pelabuhan FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

## Pengemasan & Pengiriman

Non steril: 50 pcs / box, 40 box / ctn atau 20 box / ctn

layanan kami

1. Menyediakan produk dengan kualitas terbaik

Tim QC profesional secara ketat mengontrol setiap langkah produksi hingga pemuatan.

2. Waktu pengiriman tercepat

Jika mendesak, 1 \* 40HQ dapat diselesaikan dalam 5-7 hari!

Biasanya, 1 \* 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari!

Musim sibuk, 1 \* 40HQ dapat diselesaikan dalam 25-30 hari!

3. Harga paling masuk akal

Terus berinvestasi dalam meningkatkan pekerja terampil, produk, dan proses kami untuk meminimalkan biaya di setiap langkah!

4. Layanan manis dan cepat

Pekerja kami akan selalu dengan sabar memberikan tanggapan atas pertanyaan Anda

dalam 5-10 menit.

5. Kami juga dapat membantu menemukan produk terkait.

Terlepas dari semua jenis produk medis sekali pakai, kami juga dapat membantu Anda menemukan produk terkait sesuai permintaan Anda!

informasi perusahaan

Wuhan Orient Honest Medical Products Co, Ltd ("Orient Honest") adalah pengembangan produk global dan perusahaan manufaktur langsung yang berspesialisasi dalam inovasi dan perlengkapan medis dan pelindung yang hemat biaya. Orient Honest telah memperluas lini produk kami yang luas seperti semua jenis pakaian pelindung sekali pakai, gaun bedah, jas lab, masker wajah, seprai, topi bedah, penutup sepatu, lengan baju, jas hujan, celemek, kain kasa, gulungan kapas, dan sebagainya.

Orient Honest adalah perusahaan yang berkembang pesat, kepuasan pelanggan selalu menjadi misi dan tujuan kami. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan proses manufaktur kami, meningkatkan kinerja produk dan mengembangkan produk hemat biaya baru untuk memenuhi permintaan berbagai pelanggan dan pasar. Semua produk kami memenuhi standar kualitas internasional, seperti ISO13485, CE, FDA.

Barang-barang kami telah diekspor ke Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia dan sebagainya.