

Product details

Deskripsi flu masker wajah anti, masker medis

- 1) Top aman, 3-Ply, cairan tahan lapisan dengan desain lipit tunggal yang unik
- 2) Lembut dan elastis telinga loop, bulat atau datar
- 3) hidung disesuaikan bagian, Logam atau plastik bahan
- 4) Fiberglass-free, latex-free, BFE & gt; 99,8%, PFE & gt; 99,3%
- 5) Kemasan: 50 Pcs / box 2000 Pcs / Ctn

Spesifikasi masker prosedur pengait telinga

Bahan	PP non woven + kertas filtrasi tinggi + PP non woven
fabric wdelapan	Bisa menjadi sesuai permintaanmu
Warna	putih / biru / hijau / merah muda / kuning / orange / ungu / lemon /Capri biru / merah anggur/hitam
desain kemasan	semua dalam blembu dan luar pencetakan karton dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	rumah sakit, laboratorium, industri makanan, lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur dan sebagainya

Product display



The regular shipment way



Our business process

