

Tunggal digunakan anak-anak kartun masker wajah, masker bedah keren, kustom dicetak masker medis

Kinerja anak kartun masker

- 1) Warna: sebagai desain Anda
- 2) Ukuran: ukuran dewasa 19,5 * 7.5cm; Anak: 14,5 * 9cm
- 3) Lembut elastis telinga-loop, bahan non menjengkelkan
- 4) Tutup hidung, mulut dan dagu untuk perlindungan penuh
- 5) multi penggunaan, bedah, pelindung flu, dokter gigi, salon, perawatan umum, dll

Ketika memakai masker bedah keren kami mohon dicatat

- 1) Produk adalah barang sekali pakai, tidak membersihkan untuk digunakan kembali
- 2) Jangan gunakan ketika Anda menemukan pencemaran minyak sebelum menggunakan
- 3) Produk tidak dapat melawan debu dan gas berbahaya
- 4) Jangan gunakan produk ini jika Anda alergi untuk itu

Kemasan dari masker bedah dicetak (dewasa jenis)

Spesifikasi	packing yang normal	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
17,5 * 9.5cm, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	52 * 19 * 42cm	3.280.000 Pcs
17,5 * 9.5cm, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pcs / box, 40 kotak / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pcs

Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya

Gambar masker medis dicetak





