

properti Handuk wajah sentuhan lembut

Semua handuk kapas terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

1. Size: 20 x 20 cm setiap bagian atau disesuaikan
2. Terbuat dari bahan katun, lembut dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah dilakukan.
4. Bisa basah dan kering, sangat bagus untuk kulit yang rapuh atau sensitif
5. Penyerapan air yang luar biasa, ramah kulit dan nyaman.
6. [Jaringan katun bukannya handuk wajah dan akan jauh lebih bersih untuk mengeringkan wajah Anda setelah dicuci.](#)

Spesifikasi dari Handuk wajah sentuhan lembut

Nama	Handuk wajah sentuhan lembut
Bahan	100% Katun; Spunlace Nonwoven
Gaya	Pola polos, mesh, mutiara dan kustomisasi tersedia
Ukuran	15 * 20cm, 20 * 20cm, atau ukuran lain dapat disesuaikan
Warna	putih
Pengepakan	1Roll / tas portabel;100 pcs / pack, dapat disesuaikan
Kardus	Semua tas dalam dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
Ukuran karton	52x38x30cm / 52x19x30cm.
Aplikasi	Perawatan pribadi, penghapusan rias, pembersihan rumah, penggunaan perjalanan, berkemah, kegiatan luar ruangan yang serupa dan acara-acara bisnis.
MOQ.	1000 bags.
Sampel	Dapat dipasok gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu 3 hari kerja
Cara pembayaran	T / T, Paypal, Westunion, L / C, D / A, D / P, Escrow
Waktu pengiriman	sewaktu Anda
FOB Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Gambar Handuk wajah sentuhan lembut





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



COTTON TISSUE

No chemical addition
No fiber falls on skin
No any harm to the skin




Plant fibres



Safe enough


7.8inch



Elastic



Skin friendly



Fibrous porous structure



The power of touch





 Remove the bacteria



 Clean computer screen and accessories



 Clean cellphone screen



 Clean Automobile Interiors



orient Honest
MEDICAL PROFESSIONALS

Face Towel for Baby

Soft

