

## Product details

### Penggunaan Polypropylene masker medis

- 1) topeng ini banyak digunakan di rumah sakit, klinis, tenaga medis dan pasien.
- 2) Saya menawarkan perlindungan tingkat pertama melawan udara berbahaya ditemukan di semua situasi kerja industri seperti lukisan, pekerjaan yang melibatkan pelarut kimia, Penyemprotan pupuk kimia atau pestisida, penjaga bau ketika melakukan pengelolaan sampah, bekerja dengan minyak dan gas asap ... dll.

### Spesifikasi facemask antivirus

- 1) Ukuran: 17,5 x 9,5 cm, satu ukuran cocok paling
- 2) Beradaptasi hidung bar, tidak ada stimulus untuk kulit manusia
- 3) Warna: Putih / pink / hijau / biru / kuning, kami memiliki 11 warna benar-benar
- 4) efisiensi tinggi filter, filter serbuk sari, debu dan bakteri, BFE% > 99%
- 5) Resistensi terhadap penetrasi oleh sintesis darah 120mmHg
- 6) Sesuai dengan EN14683 dan FDA standar mutu

### Kemasan masker BFE99

Ø  
e  
n  
k  
k  
b  
k  
b  
n  
:  
1  
8  
\*  
1  
\*  
7  
c  
n  
b  
k  
b  
a  
n  
k  
g  
r  
b  
p  
h  
y  
5  
2  
\*  
3  
8  
\*  
3  
c  
m

**Product display**



## The regular shipment way



## Our business process

