

Pakai EO Steril Bedah Disesuaikan Bagian Cesarian Set Paket Drape Digunakan Untuk Klinik

Nama Produk	Pakai EO Steril Bedah Disesuaikan Bagian Cesarian Set Paket Drape Digunakan untuk Klinik
Aplikasi	Klinik, rumah sakit dll.
Bahan	Non-woven, SMS, SM / PE, Bi-Lam, Tri-Lam, PE Film, SS dll
Bobot	30-50g SM dll
Fitur produk	1. Ringan dan perasaan lembut 2. Penyerapan air yang sangat baik dan tahan air 3. Memblokir transmisi bakteri
Ukuran (cm)	Lihat daftar komposisi atau sebagai permintaan
Ukuran karton	60 * 40 * 45cm, atau sesuai permintaan
Warna	Biru
Sertifikat	CE & ISO13485.
Sterilisasi	EO Sterilisasi / Non Steril
Jangka waktu pembayaran	T / T, L / C & D / P
Pengepakan	1 set / tas blister, 10 pcs / karton, disterilkan oleh EO, dapat disesuaikan
Kemampuan pasokan	100000 PC / Bulan
Waktu pengiriman	20-40 hari setelah pesanan dikonfirmasi
Persyaratan perdagangan	FOB, C & F dan EXW
Memuat Port.	Wuhan atau Shanghai.
Proyek OEM.	Dapat diterima

Daftar Komposisi				
Tidak.	Nama barang	Deskripsi	Ukuran	Satuan
1	Utilitas tirai dengan pita	45g SMS + pita perekat	60 * 80cm.	4.
2.	Menggantungkan Medium.	45g SMS.	160 * 170cm.	2.
3.	Penutup meja belakang	45g SMS + 55G PE film	115 * 225cm.	1
4.	Handuk tangan	66g kertas putih	40 * 40 cm.	2.
5.	Gaun bedah yang diperkuat	43g SMM anti-statis	120 * 150cm.	2.
6.	C-section drape	45g SMS.	195 * 275 cm	1
7.	jahitan tas.	Film PE transparan 45G	33 * 43cm.	1
8.	Mayo Stand Cover.	PE Film + 35g SMS	58 * 137cm.	