

## PP bedah Nonwoven sekali pakai putaran sebut Bob topi produsen

### Spesifikasi:

Item	PP bedah Nonwoven sekali pakai putaran sebut Bob topi produsen
Bahan	9g, 10g, 12g, 14g, 18 gram, 20g, 25g dll
Gaya	Single dan double gaya elastis, elastis (lateks gratis)
Warna	putih, biru, hijau
Kemasan	100pcs/tas, 1000pcs/ctn
Desain Kemasan	Semua inner box dan karton pencetakan dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	Tenaga medis klinis rumah sakit dan pasien. Bebas debu lokakarya, laboratorium, industri makanan manufaktur elektronik dan sebagainya
MOQ	100.000 PC
Kontrol kualitas	1. kami tidak akan mulai untuk membuat produk sampai Anda mengkonfirmasi sampel. 2. pengepakan akan air-bukti-bukti yang lembap dan disegel
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA

