

Masker Wajah Hitam Keselamatan Bedah

Deskripsi Produk

Masker Wajah Hitam Keselamatan Bedah

Terbuat dari 3 lapisan, lapisan dalam dan luar adalah PP Non Woven, lapisan tengah adalah 99 kertas saring standar tinggi. Dengan gaya loop telinga.

Keuntungan

1. Produsen yang sangat jelas, ISO CE FDA bersertifikat 3ply non woven masker wajah bedah sekali pakai, warna apa pun.
- 2.ISO, CE, FDA, BFE> 99%, tipe II / tipe iir standar.
- 3.Kapasitas: 1000.000 pcs / hari, 1 * 40hq dapat selesai dalam 10-15 hari;
- 4.Laxet gratis, mudah napas, ramah lingkungan, desain kemasan OEM, layanan dalam 24 jam.
5. Ramah Kulit, Hypoallergenic, Nyaman, Breathability Tinggi, Fiberglass Gratis, GRATIS LATEX
- 6, bisa dikemas tunggal.

Spesifikasi.

Bahan	3ply, pp non woven 25g + filter 25g + pp non wovn 25g
Fitur.	Ramah Kulit, Hypoallergenic, Nyaman, Breathability Tinggi, Fiberglass Gratis, Lateks Gratis
Gaya	Elastis Ear-Loop (Lateks GRATIS)
Ukuran	17.5x9.5cm (dewasa)
Warna	Putih, hijau, biru, pink, kuning, merah muda, oranye, ungu, merah, apel hijau, hitam, (semua warna bisa tersedia)
pengepakan	Non-steril: 50 pcs / box, 2000 pcs / ctn atau 1000 pcs / ctn
Desain pengepakan	Semua kotak batin dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
ukuran karton	52x38x30cm.
Aplikasi	personel medis klinis rumah sakit dan pasien. Lokakarya bebas debu ,, laboratorium, industri makanan, manufaktur elektronik dan sebagainya
MOQ.	10000 pcs.
Sampel	Dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu satu minggu
Jangka waktu pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P / Escrow
Waktu pengiriman	1 * 40hq dapat selesai dalam 7-10 hari. Secara keseluruhan Anda (2 millon pcs per hari)
FOB Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Pengemasan & Pengiriman

Non steril: 50 pcs / box, 40 kotak / ctn atau 20 kotak / ctn

pelayanan kami

1. Berikan produk dengan kualitas terbaik

Tim QC profesional secara ketat mengontrol setiap langkah produksi sampai memuat.

2. Waktu pengiriman tercepat

Jika mendesak, 1 * 40hq dapat selesai dalam 5-7days!

Biasanya, 1 * 40hq dapat selesai dalam 10-15 hari!

Musim yang sibuk, 1 * 40HQ dapat selesai dalam 25-30 hari!

3. Harga yang paling masuk akal

Terus berinvestasi dalam meningkatkan pekerja, produk, dan proses terampil kami untuk meminimalkan biaya setiap langkah!

4. Layanan manis dan cepat

Pekerja kami akan selalu dengan sabar membuat respons pertanyaan Anda dalam 5-10 menit.

5. Kami juga dapat membantu sumber produk yang terhubung.

Selain semua jenis produk medis sekali pakai, kami juga dapat membantu sumber Anda produk yang terhubung sesuai permintaan Anda!

informasi perusahaan

Wuhan Orient Honest Medical Products Co, Ltd ("Orient Honest") adalah pengembangan produk global dan perusahaan manufaktur langsung yang berspesialisasi dalam inovasi dan biaya medis dan perlindungan yang efektif biaya. Orient Honest telah diperluas ke lini produk kami yang luas seperti semua jenis coverall pelindung sekali pakai, gaun bedah, mantel lab, masker wajah, seprai, topi bedah, penutup sepatu, lengan lengan, ponco hujan, cotton rolls, dan sebagainya di.

Orient Honest adalah perusahaan yang berkembang pesat, kepuasan pelanggan selalu merupakan misi dan tujuan kami. Komitmen kami untuk peningkatan berkelanjutan dari proses manufaktur kami, meningkatkan kinerja produk dan mengembangkan produk-produk baru yang hemat biaya untuk memenuhi tuntutan berbagai pelanggan dan pasar. Semua produk kami mematuhi standar kualitas internasional, seperti ISO13485, CE, FDA.

Barang-barang kami sudah diekspor ke Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, dan sebagainya.

[http:// https://www.china-disposable.com/products/disposable-surgical-face-mask.html](http://https://www.china-disposable.com/products/disposable-surgical-face-mask.html)