

## Deskripsi:

jaringan kapas sekali pakai terbuat dari katun, tekstur yang nyaman dan lembut, Nyaman dan ringan, mudah dilakukan.

## Keuntungan

- 1.Size: 20 x 20 cm setiap bagian atau disesuaikan
2. Terbuat dari bahan katun, lembut dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah bawa .
4. Bisa basah dan kering, sangat bagus Untuk kulit yang rapuh atau sensitif
5. Penyerapan air yang hebat, Ramah pada kulit dan nyaman.
6. Jaringan katun bukannya Handuk wajah dan akan jauh lebih bersih untuk mengeringkan wajah Anda setelah dicuci.

## Indikasi:

pribadi Perawatan, Penghapusan Makeup, Pembersihan Rumah, Penggunaan Perjalanan, Berkemah, Luar Mirip kegiatan dan acara bisnis.

## Spesifikasi

<b>Bahan</b>	kapas
<b>Gaya</b>	Pola reticulate, pola mutiara, polos
<b>Bentuk</b>	Gulung, Square.
<b>ukuran</b>	20 x 20 cm setiap bagian atau disesuaikan
<b>Warna</b>	putih
<b>Pengepakan</b>	1 gulungan / tas
<b>MOQ.</b>	1000 bags.
<b>Aplikasi</b>	Dandan Remover, Perawatan Kulit Bayi, Perawatan Harian ...
<b>Sampel</b>	Sampel gratis, dapat disediakan gratis untuk Anda Pemeriksaan kualitas dalam 3 hari
<b>Cara pembayaran</b>	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow
<b>FOB Port.</b>	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou, sebagai milik Anda kebutuhan

Gambar Productt:





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



# DISPOSABLE FACE TOWEL



Point-breaking cut



High quality



No fluorescent agent



Soft & comfortable





