

## Product details

### Fitur tie-wajah topeng

- 1) Cairan-resistant, tinggi nafas kemampuan dan perlindungan splash.
- 2) TYPE IIR standar mutu,sesuai dengan EN 14683,standar CE
- 3) bakteri efisiensi penyaringan (BFE) dari 99 persen
- 4) Saya t's desain lipit dan band vertikal mampu baik fi wajaht
- 5) Terbuat dari bahan polypropylene khusus, non sitotoksik
- 6) Plimampu hidung membentuk bar, dan perlindungan dagu penuh.

### Kemasan dan dimensi kebersihan masker

50 pcs / blembu.Ukuran kotak: 18 \* 10 \* 10cm

2000 pcs / ctn, Ukuran ctn: 52 \* 38 \* 42cm

Atau sebagai kebutuhan Anda.

### Istilah perdagangan penutup mulut topeng

MOQ	100, 000 pcs
Harga	Negotiable
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow,Paypal
kemampuan pasokan	1,000000 pcs /hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari
waktu pengiriman	Biasanya 30 hari setelah dikonfirmasi pesanan
Mencicipi	Sampel gratis, dapat disiapkan dengan baik dalam 2 hari

## Product display



### The regular shipment way



## FAQ

Q1: Apa kapasitas output Anda untuk rentang utama Anda dari produk?

A: Wajah kapasitas mask: 1000,000 buah / hari.

Coverall, gaun bedah, jas lab, tidur lembar kapasitas: 10.000 lembar / hari.

Caps kapasitas: 200.000 buah / hari. Setiap 1 \* 40HQ dapat selesai dalam waktu 1 minggu.

Q2: apa MOQ Anda setiap produk?

A: Masker wajah / topi / sepatu mencakup / lengan lengan masing-masing MOQ: 50.000 buah.

Pakaian dan lembar MOQ: 5000 potong