

1. UKURAN PRODUK:

S M. L. XL. Xxl.

2. BAHAN:

Pp. 30-70gsm

SMS 30-70gsm

SF. 50-70cm.

PP + PE. 30.-60gsm

3. Pengobatan material:

Perawatan materialresult.

Anti-air.:IYA

ANTI DEBU:IYA

Anti-Statistis:YA TIDAK

Anti-Darah:YA TIDAK

Anti-alkohol:YA TIDAK

4.. WARNA: Putih, biru, biru tua, oranye dan sebagainya**5.. UseAge:**

SEBUAH. KIMONODigunakan di spa dan sauna untuk kenyamanan tubuh di atas air dan debu.

B. Kimono dapat digunakan di pijatan untuk menenangkan tubuh Anda.

C.Kimono dapat digunakan di ruang pembersih, misalnya GMP.

D.Kimono dapat digunakan di rumah sakit.

6.. PENGEPAKAN:

10.PC.Dantas , 100 pcs / ctn

7.. Layanan OEM:

A.Can Mencetak band untuk pelanggan kami di tas PE

B.Can Cetak band untuk pelanggan kami di kotak karton

8.. Sampel:

Sampel dapat dikirim dengan dalam 3 hari setelah Anda dikonfirmasi.

9.. TANGGAL PENGIRIMAN:

Saya t dapat dikirim dalam 15 hari setelah menerima deposit.

