

Product details

Pembangunan datar earloop dokter masker

- 1) polypropylene 3-ply sungkup muka
- 2) disesuaikan datar plastik nosepiece
- 3) merajut telinga-loop datar

Fitur sekali pakai 3ply dokter masker

- 1) menyediakan filtrasi bakteri baik Properti
- 2) lipatan untuk membawa mudah, nyaman
- 3) ekstra lembut telinga loops menghilangkan tekanan untuk telinga
- 4) cocok untuk kolam, indoor dan industri penggunaan.

Kemasan dokter masker

Spesifikasi	Normal pengepakan	Ukuran karton	1 * 40 HQ kontainer dapat menahan (Pcs)
3-ply, 25 + 25 + 25 G	50 pcs/kotak, kotak/ctn 40	52 * 31 * 34 cm	2,440,000 Pcs
Catatan: semua dapat khusus disesuaikan menurut persyaratan Anda sebenarnya			

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

