

Xiantao pemasok untuk sekali pakai PP berat pasien slide lembar CE disetujui

The Spesifikasi berat pasien slide lembar

Bahan	polypropylene
Warna	biru
Gaya	Ultrasonik panas penyegel, dengan lubang di sisi panjang
Ukuran	195 cm * 85 cm (dapat dibuat sesuai permintaan klien)
Aplikasi	Rumah sakit, darurat Pusat, klinik
MOQ	5.000 Pcs
Harga	NEGOTIABLE
Syarat-syarat pembayaran	T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, ESCROW, Paypal
Kemampuan Supply	10, 000pcs/hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat diselesaikan dalam 15 hari
Waktu pengiriman	Menurut kuantitas, biasanya 30days setelah penyimpanan
Rincian Kemasan	Steril: 1 Pcs/kertas kantong plastik, 50 Pcs/Ctn Bebas-mensterilkan: 1 Pcs/tas, 50 Pcs/ctn Atau sebagai kebutuhan Anda

Fitur dari PP lembaran pasien slide

- 1) Terbuat dari kualitas tinggi nonwoven kain, bebas anyaman SMS, PP atau PP + PE 60g - 120g;
- 2) Dengan menangani, mudah digunakan untuk mentransfer tubuh pasien;
- 3) Mendukung hingga 300 pound. Ukuran: 85cm W x 195cm L

Gambar PP berat pasien slide lembar



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

