

### Berwarna jas lab dengan rajutan cuff:

berwarna jas lab dengan rajutan manset, pabrik custom made jas lab merah muda, berkualitas baik vistor mantel yang terbuat dari bahan PP + PE, Lateks bebas; abrasi-tahan; benar-benar tahan cairan dan penolak alkohol.

Tersedia warna: pink, putih, hijau, biru, kuning, dll

berat bahan: 25-65gsm

### Berwarna jas lab dengan rajutan grafik ukuran manset:

Ukuran	S	M	L	XL	2XL	3XL
Tinggi (CM)	103	111	115	120	124	128
lingkar dada (CM)	116	126	132	34	144	154
panjang lengan (CM)	57	57	57	58	58	58


### Spesifikasi jas lab berwarna dengan rajutan cuff:

Name	berwarna jas lab dengan rajutan manset, pabrik custom made jas lab merah muda, berkualitas baik produsen vistor coat
Bahan	PP + PE
gramatur	25-65gsm / 30-65gsm / 45-65gsm atau sebagai permintaan Anda
Gaya	Dengan / tanpa saku, tunggal / ganda kerah, Velcro / zipper / tombol di bagian depan, elastis / manset rajutan
Ukuran	104x148cm, 108x152cm, 112x156cm, 115x160cm atau sebagai permintaan Anda
Warna	putih, hijau, biru,
pengepakan	5pcs / bag, 10bags / karton atau sebagai permintaan Anda
desain kemasan	Semua tas dan karton batin pencetakan dapat sebagai kebutuhan Anda
Mencicipi	Dapat disediakan gratis untuk kualitas Anda memeriksa dalam waktu 3 hari
sertifikasi	CE / ISO13485 / FDA

## Keuntungan kami:

1. Sampel dan kustomisasi yang tersedia.
2. Profesional QC untuk mengontrol kualitas produk. Semua produk sesuai dengan kualitas internasional standar seperti CE, ISO13485.
3. Memiliki pengalaman yang cukup dan memperoleh reputasi tinggi dari pelanggan kami semua kata. Seperti itu  
Amerika, Amerika Selatan, Eropa, Asia Tenggara, Timur Tengah dll
4. Cepat pembayaran, pengiriman yang cepat dan harga yang kompetitif.
5. Stabil kualitas dan layanan purna jual.
6. OEM layanan yang tersedia.

## Gambar jas lab berwarna dengan rajutan cuff:





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

