

Penutup tempat tidur sekali pakai terbuat dari isolasi berkinerja tinggi bahan pelindung. Banyak digunakan di rumah sakit untuk tempat tidur darurat dan tempat tidur bedah . Juga digunakan di hotel dan tempat tidur pijat. Untuk mencegah penyebaran cairan tubuh dan kandungan percikan darah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan invasi virus.

Spesifikasi penutup tempat tidur sekali pakai

Bahan kain	PP, PP / PE, SMS, SMMS
Gaya	Flat, ujung elastis, ujung persegi, gulungan
ukuran	80x190 + 20 cm, 90x200 + 20 cm, 160x190 + 20 cm, 160x200 + 20 cm, 180x200 + 20 cm
Warna	putih, hijau, biru, kuning, merah muda dll.
Pengepakan	10 pcs / box, 10 bags / ctn atau 5 pcs / tas, 50 pcs / bag
Pengepakan rancangan	bisa sebagai milikmu rancangan
MOQ:	10000pcs.
Sampel	dapat disediakan gratis untuk kualitas Anda Memeriksa dalam 3 hari
Waktu pengiriman	Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat selesai dalam 10-15 hari
FOB Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Foto-foto



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



✓ Oil-proof ✓ Waterproof

Bed Sheet







