

## Product details

### Pengenalan gaun pakai adat anti-statis

Kustom anti-statis gaun pakai, Cina yang terbaik pakai dokter gaun, pabrik Cina gaun bedah sekali pakai terbuat dari bahan polypropylene hidrofobik dengan PE dilapisi, atau Spunlace bahan dengan PE coated. With fungsi baik untuk anti alkohol, anti darah, tahan air, dll

### Kemasan kustom gaun pakai anti-statis

Steril: bag 1 pcs / kertas plastik, 50 pcs / Ctn

Non-mensterilkan: 5 pcs / tas, 50 pcs / ctn, Atau sebagai kebutuhan Anda.

### Spesifikasi dari gaun pakai adat anti-statis

Nama:	kustom anti-statis gaun pakai, Cina yang terbaik pakai dokter gaun, Cina Pabrik pakai bedah gaun
Bahan:	PP + PE45G
gramatur:	45 gsm
Penutupan:	dengan belt penutupan, atau dengan penutupan Velcro
Aplikasi:	untuk medis, bedah, farmasi, laboratorium, sektor industri
Ukuran:	S / M / L / XL / XXL / XXXL,
Warna:	Hijau, dll, opsional
Pengepakan:	packing yang normal: 1pcs / polybag, 50pcs / karton
Penyimpanan:	Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang
sertifikasi:	CE, ISO13485, FDA

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.

Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.

