

Product details

Keuntungan dari gaun rumah sakit kustom cahaya biru

bahan 1.PP: Lint-free, tahan air, kekuatan tarik yang baik, nyaman.

2.Light-berat, Non-iritasi, properti antibakteri, kekuatan tarik yang baik, breathability Unggul

dan anti-statis, resistensi dampak, lembut, nyaman.

spesifikasi gaun rumah sakit kustom cahaya biru

Nama	gaun rumah sakit khusus biru muda, gigi sekali pakai gaun isolasi, pakai produsen gaun gigi
Bahan	Polypropylene, PP nonwoven Fabric
Gaya	Tidak steril, gaya standar, Ikat pada kerah, dasi pada pinggang, manset merajut
Ukuran	S (110 * 130cm), M (115 * 137cm), L (120 * 140 cm), XL (125 * 150 cm), 2XL (130 * 150 cm) atau ukuran disesuaikan lainnya
gramatur	25g
Warna	biru muda
Pengemasan	non steril, 10 pcs / tas, 50pcs / ctn atau 100pcs / ctn,
kontainer memuat	20'FCL: 680CTNS, 40'HQ: 1700CTNS
MOQ	5000 PCS
Pengiriman	Satu kontainer 40HQ dapat selesai dalam 15-25days
Toko	Simpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA. REACH dan laporan NELSON.

Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.

The happy time with customers

