

Deskripsi pakai lab anak mantel:

1. Nama: jas lab anak pakai
2. Aplikasi: Rumah Sakit, Hotel, tempat dustproof, makanan / elektronik lokakarya / kimia
3. Bahan: pp 45g
4. Warna: Putih, dll
5. Gaya: rajutan manset / kerah, kancing depan
6. Ukuran: S-XXXL ukuran yang tersedia
7. Packing: 5PCS / polybag, 50PCS / karton dan seperti yang Anda butuhkan
- 8.1 * 20 "FCL: 50000PCS (toleransi ukuran sebagai berbeda dan bahan)
9. Mini kuantitas: 10, 000PCS
10. Sertifikat: CE, FDA, ISO13485

Fitur pakai lab anak mantel:

1. Non-menjengkelkan, properti antibakteri, kekuatan tarik yang baik, Lint bebas, breathability Superior dan anti-statis, resistensi dampak, lembut, nyaman.
- memerciki 2. Against bahan kimia dan debu padat.
3. Usually nonwoven jas lab dengan efek bebas debu dan anti-virus secara luas digunakan tempat umum, industri medis, pembersihan lingkungan, pabrik elektronik, pengolahan makanan, sekolah dan rumah sakit.

Keuntungan kami:

1. produsen langsung, harga pabrik;
2. 10.000 Pcs / hari, kita bisa menyelesaikan 1 * 40 HQ kontainer di sekitar 15days;
3. CE ISO disetujui FDA, kualitas stabil
4. Layanan dalam 24 jam, sampel dapat selesai dalam 2 hari, sampel gratis.

Spesifikasi pakai lab anak mantel:

Bahan	PP nonwoven
berat kain	45g, atau Bisa sebagai permintaan Anda
Gaya	Rajutan kerah, manset rajutan, tanpa tiga kantong
Ukuran	S-6XL
Warna	putih, hijau, biru, kuning, merah muda, merah, abu-abu, hitam dll
Pengepakan	5pcs / box, 50 tas / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua tas dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda

Aplikasi

bebas debu lokakarya, rumah sakit, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya

gambar pakai lab anak mantel:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

