

Deskripsi pakai lab anak mantel:

1. Nama: jas lab anak pakai
2. Aplikasi: Rumah Sakit, Hotel, tempat dustproof, makanan / elektronik lokakarya / kimia
3. Bahan: pp 45g
4. Warna: Putih, dll
5. Gaya: rajutan manset / kerah, kancing depan
6. Ukuran: S-XXXL ukuran yang tersedia
7. Packing: 5PCS / polybag, 50PCS / karton dan seperti yang Anda butuhkan
- 8.1 * 20 "FCL: 50000PCS (toleransi ukuran sebagai berbeda dan bahan)
9. Mini kuantitas: 10, 000PCS
10. Sertifikat: CE, FDA, ISO13485

Fitur pakai lab anak mantel:

1.Non-menjengkelkan, properti antibakteri, kekuatan tarik yang baik, Lint bebas, breathability Superior dan anti-statis, resistensi dampak, lembut, nyaman.

memerciki 2.Against bahan kimia dan debu padat.

3.Usually nonwoven jas lab dengan efek bebas debu dan anti-virus secara luas digunakan tempat umum, industri medis, pembersihan lingkungan, pabrik elektronik, pengolahan makanan, sekolah dan rumah sakit.

Keuntungan kami:

1. produsen langsung, harga pabrik;
2. 10.000 Pcs / hari, kita bisa menyelesaikan 1 * 40 HQ kontainer di sekitar 15days;
3. CE ISO disetujui FDA, kualitas stabil
4. Layanan dalam 24 jam, sampel dapat selesai dalam 2 hari, sampel gratis.

Spesifikasi pakai lab anak mantel:

Bahan	PP nonwoven
berat kain	45g, atau Bisa sebagai permintaan Anda
Gaya	Rajutan kerah, manset rajutan, tanpa tiga kantong
Ukuran	S-6XL
Warna	putih, hijau, biru, kuning, merah muda, merah, abu-abu, hitam dll
Pengepakan	5pcs / box, 50 tas / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
desain kemasan	semua tas dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda

Aplikasi	bebas debu lokakarya, rumah sakit, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya
----------	---

gambar pakai lab anak mantel:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

