

Deskripsi cap klip pakai:

Bahan: PP nonwoven

Warna: putih, hijau, biru, pink, kuning, pink, oranye, ungu, merah (Semua warna dapat tersedia)

Gaya: tunggal elastis atau ganda elastis

Berat: 10g-30g

Ukuran: 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 28 "

Packing rincian: 100 pcs / tas, 20 pcs / ctn

Sertifikasi: CE / ISO13485 / FDA

Tempat Asal: China

Spesifikasi cap klip pakai:

Bahan	PP non woven
Berat	10-30g
Gaya	Elastis (lateks gratis), tunggal dan ganda gaya elastis
Ukuran	18 ", 19 ", 21 ", 24 ", 28 "
Warna	putih, hijau, biru, pink, kuning, pink, oranye, ungu, merah (semua warna dapat tersedia)
pengepakan	100pcs / tas, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
ukuran karton	58x25x27cm
Aplikasi	rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. bebas debu lokakarya , laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya
MOQ	100.000 PCS

Gambar topi klip pakai:





FAQ:

(1) Apakah Anda seorang produsen atau perusahaan perdagangan?

Kami adalah produsen terletak di kota Xiatao, Hubei. Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami.

(2) Bolehkah saya mendapatkan sampel untuk uji kualitas? trail urutan kecil diterima?

Ya, kami ingin mengirimkan sampel untuk evaluasi. Agar jejak kecil juga menyambut.

(3) Dapatkah Anda menawarkan layanan yang disesuaikan?

Ukuran Ya, disesuaikan dan merek OEM tersedia.

(4) Apa produk utama Anda?

Produk utama kami meliputi masker wajah sekali pakai, topi bouffant pakai, coverall sekali pakai, Jas lab, gaun bedah, apron pakai, sepatu penutup, dll.

(5) Apa waktu pengiriman Anda?

biasanya dalam 15 hari untuk kontainer 20feet.