

[propertipenutup kursi gigi sekali pakai](#)

Semua kursi penutup terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

1. Ukuran: Biasanya Ukuran: 150x75cm, Kursi Bantal Bantal: 26 * 22 cm dapat disesuaikan
2. Terbuat dari Non Woven. , lembut dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah untuk menggunakan.
- 4.. Air yang luar biasa penolak, ramah kulit dan nyaman.

[Spesifikasi penutup kursi gigi sekali pakai](#)

Nama	penutup kursi gigi sekali pakai
Material	100% Katun; Spunlace Nonwoven
Gaya	Dengan elastis atau dengan ikatan
Ukuran	150x75 cm, kursi belakang bantal penutup: 26 * 22 cm, atau ukuran lain dapat disesuaikan
Warna	Biru
Packing	1set / tas, 25 set / karton , dapat disesuaikan
Kotak karton	Semua tas dalam dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
Ukuran Karton	28 * 22 * 33 cm
Aplikasi	Untuk Rumah Sakit, Klinik
MOQ	2. 000 set.
Sampel	dapat disediakan gratis untuk memeriksa kualitas Anda dalam waktu 3 hari kerja dalam waktu 3 hari kerja
Pembayaran cara	T / T, PayPal, L / C
Waktu pengiriman	Dalam 20-25 hari
FOB Port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[Gambar penutup kursi gigi sekali pakai](#)





DISPOSABLE DENTIST CHAIR COVER

orient Honest
INDONESIA



3PCS



