

Deskripsi jas lab sekali pakai:

1. Nama: No anyaman jas lab
2. Aplikasi: Rumah Sakit, Hotel, tempat dustproof, makanan / elektronik lokakarya / kimia
3. Bahan: PP + PE
4. Warna: Putih, hijau, kuning, biru, merah muda
5. Gaya: elastis / rajutan manset, leher bulat / dengan kerah, kancing depan / Velcro, Kustomisasi tersedia
6. Ukuran: S-XXXL ukuran yang tersedia
7. Packing: 5PCS / polybag, 50PCS / karton dan seperti yang Anda butuhkan
- 8.1 * 20 "FCL: 50000PCS (toleransi ukuran sebagai berbeda dan bahan)
9. Mini kuantitas: 10, 000PCS
10. Sertifikat: CE, FDA, ISO13485

Fitur jaket pakai non-woven:

1. Isolasi gaun terbuat dari bahan non-woven yang sangat baik dari pemasok terbesar
- 2., kekuatan tarik yang baik tahan air Lint bebas, nyaman
3. Bernapas, baik untuk mengusir panas tubuh, melawan memerciki dari

Gaya jas lab sekali pakai:

- Kerah, terbuka dan tombol
- Kerah, elastis dan tombol
- Kerah, terbuka dan zipper
- Kerah, elastis dan zipper
- Kerah, terbuka dan Velcro
- Kerah, elastis dan Velcro
- Rajutan kerah dan manset, kancing
- Rajutan kerah dan manset, zipper

Rincian gambar pakai lab gigi mantel:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



