

Pola gaun isolasi rumah sakit sekali pakai

1. lengan panjang
2. manset elastis
3. Dasi di leher dan pinggang
4. Dengan disterilkan dan non-steril kemasan
5. spesifikasi yang berbeda tersedia

Indikasi gaun isolasi rumah sakit sekali pakai

1. Mencegah penyebaran cairan tubuh dan konten percikan darah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.
2. Sempurna untuk operasi dengan jumlah besar cairan. Untuk mencegah transfer menular dari atau staf untuk luka atau sebaliknya melalui kontak langsung.

Keuntungan dari gaun isolasi rumah sakit sekali pakai

1. Lateks bebas; abrasi-tahan; benar-benar tahan cairan dan alkohol penolak.
2. Menyediakan hambatan diandalkan untuk uap air atau darah dan cairan lainnya.
3. Dapat mencegah polusi dan permukaan pakaian ini tanpa noda.
4. gaun Isolasi adalah cairan tahan dan menawarkan perlindungan ekonomis, nyaman dan dapat diandalkan.
5. gaun isolasi ini memiliki manset elastis dengan jahitan dijahit yang menyediakan kekuatan yang unggul.
6. Hal ini dapat mengurangi risiko kontaminasi dan penularan infeksi.

Spesifikasi dari gaun isolasi rumah sakit sekali pakai

Bahan	PP non woven
Gaya	Tie / velcro di leher, dasi pada pinggang, elastis / manset rajutan
Ukuran	115 * 137cm, 120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm, dll
Warna	Putih, hijau, biru, kuning, merah muda, merah, abu-abu, hitam dll
Ukuran karton	58X28X48 cm
Pengepakan	Non steril, 10 pcs / tas, 10 tas / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 100 pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
Berat	PP 20-65gsm; PP + PE 40-65 gsm; SMS 35-65 gsm (nyaman, tanpa serat kaca, lateks gratis.)

Aplikasi	Rumah Sakit tenaga medis klinis dan pasien. bebas debu lokakarya, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya
----------	---

Gambar gaun isolasi rumah sakit sekali pakai





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

