

## Tutup bedah nonwoven sekali pakai untuk dokter

### Spesifikasi:

Bahan	PP, SPP, SBPP, SMS, SMMS, Microporous
Warna	Putih, biru, hijau, kuning, merah ..... dll
Berat kain	PP 10-30gsm, SMS 30-65GSM, Microporous45-65gsm
Tipe	ikatan pada.
Elastis	Tunggal / dobel.
Ukuran	18 ", 19", 20 ", 21", 24 ".... dll
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA
Pengemasan	100 / bag, 2000pcs / ctn, atau sebagai kebutuhan Anda
Sampel	Sampel dapat diselesaikan dalam 2 hari
Model	Topi bedah sekali pakai

### Keuntungan:

1. Produsen secara langsung, topi pel sekali pakai, warna apa pun.
- 2, ISO, CE, baik melindungi, lateks gratis, mudah napas, ramah lingkungan,
- 3.Kapasitas: 200.000 pcs / hari, 1 \* 40hq dapat selesai dalam 10-15 hari;
4. Desain kemasan OEM, layanan dalam 24 jam.