

Spesifikasi pakai gaun bedah steril:

Nama:	pakai steril gaun operasi
Bahan:	SMS
gramatur:	30-60 gsm
Penutupan:	dengan belt penutupan, atau dengan penutupan Velcro
Aplikasi:	untuk medis, bedah, farmasi, laboratorium, sektor industri
Ukuran:	S / M / L / XL / XXL / XXXL
Warna:	Dark Blue, dll, opsional
Pengepakan:	packing yang normal: 1pcs / polybag, 50pcs / cArton
Penyimpanan:	Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang
sertifikasi:	CE, ISO13485

Ukuran Bagan gaun steril sekali pakai:

Bedah / ISOLASI GOWN SIZE CHART (Disesuaikan grafik ukuran dipersilahkan)						
SENTIMETER	S	M	L	XL	XXL	XXXL
TINGGI	115	115	120	125	130	135
DADA PANJANG	127	137	140	145	150	155

Gaya gaun steril sekali pakai:

- A. standard operasi gaun dengan rajutan cuff
- B. standard operasi gaun dengan manset elastis
- C. half diperkuat operasi gaun dengan rajutan cuff
- D. full diperkuat operasi gaun dengan rajutan cuff

Keuntungan dari gaun steril sekali pakai:

1. SMS: Lint-free, tahan air, kekuatan tarik yang baik, comfortable.
2. Ringan, Non-iritasi, antibakteri properti, baik kekuatan tarik, breathability Superior dan anti-statis, resistensi dampak, lembut, nyaman.
3. Provide Penghalang yang sangat baik untuk darah berpotensi menular dan cairan tubuh lainnya. terhadap memerciki bahan kimia dan debu padat.
4. Sekali pakai SMS bedah gaun terutama untuk dokter untuk operasi, juga tersedia untuk digunakan dalam dokter ruang isolasi dan pengunjung.
5. Disposable SMS bedah gaun adalah pakaian medis yang paling konvensional, dapat mencapai standar perlindungan kesehatan dalam kasus umum.
6. SMS: "Tiga pertahanan" (tahan air, anti-alkohol dan hujan rintik-rintik anti-darah) untuk memenuhi

standar medis domestik dan internasional.

Gambar pakai mengoperasikan gaun:

