

Pakai topi bedah Pendahuluan:

Pakai topi bob bedah yang terbuat dari material PP nonwoven lembut, menjahit dan gaya otomatis. Pakai topi bedah nonwoven topi perawat nyaman untuk perlindungan pribadi di rumah sakit atau tempat medis lainnya.

Juga "bob" gaya topi bedah lebih nyaman bagi mereka dengan rambut panjang. Ini adalah pilihan yang baik karena memiliki lebih banyak ruang dan tidak tahan keringat terhadap kulit kepala yang dapat mempromosikan iritasi dan gatal-gatal. Seorang ahli bedah tidak dapat khawatir tentang menggaruk nya kepala saat melakukan operasi.

bob bedah sekali pakai caps Keuntungan:

1. Kemampuan: repels cairan dari sisi luar.
2. Bahan: PP nonwoven kain.
3. Sanitasi dan kualitas sesuai dengan CE, ISO13485
4. logo pelanggan diterima.
5. berbagai ukuran dan warna yang tersedia.
6. rambut lengkap penutup di terbuat dari nyaman, terikat termal serat polypropylene cahaya lembut dengan tepi elastis dikemas.
7. Cap kompak dilipat di jalur mudah terbuka untuk membentuk.
8. Dengan tunggal atau ganda elastis tersedia, lipit atau klip bentuk dengan berbagai warna yang tersedia.

Pakai bedah topi Indikasi:

1. Cocok untuk elektronik manufaktur, restoran, pengolahan makanan, sekolah, rumah sakit, dll Banyak digunakan di klinik, rumah sakit restoran, toko makanan.
2. Sterile topi pakai yang digunakan untuk rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien.
3. Non-steril dapat digunakan untuk lokakarya bebas debu , rumah sakit, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya.

Pakai bedah topi Spesifikasi:

Bahan	PP non woven
Berat	10-30g
Gaya	Elastis (lateks gratis), tunggal dan ganda gaya elastis, dengan puncak
Ukuran	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "
Warna	biru (semua warna dapat tersedia)
pengepakan	100pcs / tas, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda
ukuran karton	58x25x27cm
Aplikasi	rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. bebas debu lokakarya , laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya
MOQ	100.000 PCS

Rincian gambar topi bedah sekali pakai:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

