

Deskripsi gaun isolasi

Pakai gaun isolasi terbuat dari kinerja tinggi isolasi bahan pelindung pp non woven. Banyak digunakan dalam keamanan medis pelindung, lokakarya aseptik, isolasi pelindung, pabrik elektronik pertambangan, makanan peternakan peternakan Biohazard dan sebagainya.

Dengan dua proses jenis: menjahit dan USG ikatan termal.

Ukuran grafik dari gaun isolasi

Bedah / ISOLASI GOWN SIZE CHART (Disesuaikan grafik ukuran dipersilahkan)						
SENTIMETER	S	M	L	XL	XXL	XXXL
TINGGI	115	115	120	125	130	135
DADA PANJANG	127	137	140	145	150	155

Gaya gaun isolasi

A. standard operasi gaun dengan rajutan cuff

B. standard operasi gaun dengan manset elastis

Keuntungan dari gaun isolasi

1. Mencegah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus menyerang.
2. bedah gaun pakai dapat digunakan sebagai kunjungan mantel.
3. Mencegah infeksi silang dalam perawatan medis di bidang sanitasi.
4. Ringan, ekonomis dan sekali pakai.
5. Fashion, perlindungan yang efektif ramah lingkungan
6. Anti debu, tahan air, kelembutan yang sangat baik, kenyamanan

Spesifikasi gaun isolasi

Nama	pakai gaun isolasi
Nama lain	Dokter bedah gaun, seragam medis, gaun pakai
Bahan	pp non woven

Gaya	kembali penuh, dasi di kerah, pinggang dasi, lengan panjang, rajutan manset
Berat gram	PP18-30g
Ukuran	S (110 * 130cm), M (115 * 137cm), L (120 * 140 cm) XL (125 * 150 cm) 2XL (130 * 150 cm) atau ukuran disesuaikan lainnya
Warna	putih kuning hijau biru
Jangka waktu pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Waktu pengiriman	kontainer satu 40HQ gaun pakai dapat finshed dalam 15-25days.
Sertifikat	ISO 13485, CE, FDA
OEM	1.Material atau spesifikasi lainnya dapat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 2.Customized Logo / merek dicetak. 3.Customized kemasan yang tersedia.
lateks Gratis	iya nih

Gambar gaun isolasi





FAQ:

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apa jumlah karyawan di perusahaan Anda?

A: Pabrik kami adalah sekitar 380-400 pekerja terampil, 10 QC profesional untuk memeriksa kualitas selama setiap proses dan 10 penjualan int'l profesional dengan 3-8 tahun pengalaman dalam perdagangan int'l departemen.

Q: 4. Apa persentase distribusi produk untuk lokal, dan ekspor?

A: Saat ini, 90% untuk ekspor, 10% untuk lokal.

Q: 5. Yang merupakan negara utama Anda ekspor ke?

A: Jerman, Swiss, Austria, Italia, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, Arab Saudi, Chili, Meksiko, Peru, Brazil, Korea, Jepang, Thailand dan sebagainya