

Product details

Fitur gaun bedah sekali pakai diperkuat

1. bedah gaun tahan lama, lembut, ringan, nyaman, abrasi dan electricit statis
2. Dengan tiga fungsi pertahanan: anti darah, anti alkohol, anti statis.
3. gaun bedah khusus dilapisi untuk secara efektif mencegah berbahaya, debu prima, asam anorganik kepadatan tinggi, alkali dan garam solusi.
4. It terbukti bahwa gaun bedah memberikan perlindungan terhadap serangan darah, virus.

Kemasan gaun bedah sekali pakai diperkuat:

Steril: bag 1 pcs / kertas plastik, 50 pcs / Ctn

Non-mensterilkan: 5 pcs / tas, 50 pcs / ctn

Atau sebagai kebutuhan Anda.

Spesifikasi dari gaun bedah sekali pakai diperkuat

Nama:	gaun bedah sekali pakai diperkuat, SMS bedah gaun dengan lapisan diperkuat, Cina bedah gaun dengan ikatan Dijual
Bahan:	SMS
gramatur:	50 gsm
Penutupan:	dengan belt penutupan, atau dengan penutupan Velcro
Aplikasi:	untuk medis, bedah, farmasi, laboratorium, sektor industri
Ukuran:	S / M / L / XL / XXL / XXXL,
Warna:	Hijau, Biru, dll, opsional
Pengepakan:	packing yang normal: 1pcs / polybag, 50pcs / karton
Penyimpanan:	Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang
sertifikasi:	CE, ISO13485, FDA

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

Q: 1. Are Anda produsen atau perusahaan perdagangan, dan kapan perusahaan Anda didirikan?

A: Ya, kami langsung produsen, pabrik kami didirikan pada tahun 2003, kami memiliki perusahaan hak diekspor kita sendiri pada tahun 2013.

Q: 2. Apakah omset tahunan untuk perusahaan Anda?

A: Biasanya itu adalah sekitar USD18 juta-20 juta, masih dalam pertumbuhan.

Q: 3. Apakah perusahaan Anda memiliki sistem manajemen mutu seperti ISO, EN atau sertifikat CE (s)?

A: Ya, kami memiliki CE, ISO13485, FDA, REACH dan laporan NELSON.

Q: 4. Can saya mendapatkan sampel gratis untuk memeriksa kualitas? Berapa lama waktu yang saya bisa mendapatkannya?

A: Ya, sampel kami dapat diberikan gratis dalam waktu 3-7 hari.