

pakai putih jas lab pengenalan:

1. PP non woven bahan dengan anti-statis
2. 20-60g / m2 Berat
3. elastis / rajutan / terbuka manset
4. / lengan pendek panjang
5. Langsung produsen, pakai lab mantel, setiap warna
6. Kapasitas: 10.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari
7. penghalang yang baik untuk cairan dan bernapas, OEM desain kemasan, layanan 24 jam
8. Kami memiliki sertifikasi CE, FDA dan ISO 9001

Pakai putih Lab Coat fitur:

1. Pilih yang terbaik non-woven menyediakan hambatan handal dan selektif untuk bakteri, darah dan cairan lainnya.
2. tahan air, kekuatan Lint bebas baik tarik, nyaman, bernapas. Sangat baik untuk mengusir panas tubuh, antistatik, melawan memerciki cairan
3. efek anti-bakteri besar, melindungi pekerja terhadap paparan berbagai partikulat dari polusi dan insektisida dll

Pakai Lab Coat Fitur materi:

PP pakai jas lab terbuat dari bahan polypropylene hidrofobik, Lateks bebas; abrasi-tahan; lint rendah; dengan tingkat tinggi repellency cairan.

Pakai Coat pengunjung Spesifikasi:

| | |
|--------------------|---|
| Produk: | pakai jas lab putih |
| Bahan: | PP non-woven |
| gramatur: | 20-50gsm |
| Gaya: | lengan panjang atau pendek; manset elastis atau merajut; kerah / stand / putaran / rajutan kerah opsional dengan / tanpa saku; dengan tombol jepret atau Velcro penutupan |
| Aplikasi: | untuk medis, farmasi, laboratorium, sektor Ibadah |
| Warna: | Biru , Putih, Dark Blue, dll, opsional |
| MOQ | 5000pcs |
| Pengemasan: | 5 atau 10pcs / tas; 50 atau 100pcs / ctn; |
| Penyimpanan: | Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang |
| Syarat pembayaran: | T / T, PayPal, western union, L / C, D / A, D / P, escrow, |
| Layanan lain: | OEM dan Disesuaikan Logo / merek |
| sertifikasi: | CE, ISO13485 |
| waktu pengiriman | Capacity: 10.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari; |

Rincian gambar pakai lab putih mantel:

