

Deskripsi topi scrub bedah medis:

Nama Produk:	produsen dokter ahli bedah cap China, rumah sakit bedah topi bob, medis topi scrub bedah	Bahan:	PP bukan tenunan
Warna:	putih (Warna lainnya Bisa Tersedia)	Gaya:	tunggal elastis
Ukuran:	19 "	gramatur:	PP10g

Keuntungan dari topi scrub bedah medis:

- 1.Pleated karet gelang di sekitar, banyak ruang untuk rambut panjang. Hal ini dapat mencegah rambut jatuh untuk menghindari masalah yang mungkin.
- 2.Used di rumah sakit dan membersihkan kamar.
- 3.Breathable, non-penyerap, daya tahan
- 4.PP nonwoven, ekonomis, elegan dan tampan.

Indikasi topi scrub bedah medis:

Topi scrub bedah medis digunakan untuk rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. Dan topi pakai non-steril dapat digunakan untuk lokakarya bebas debu , rumah sakit, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya.

Spesifikasi dari produsen dokter ahli bedah cap Cina:

Bahan	PP non woven
gramatur	10g
Gaya	tunggal elastis
Ukuran	19 ", dll
Warna	putih, (warna lain dapat tersedia)
pengepakan	100pcs / tas, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda

ukuran karton	58x25x27cm
Aplikasi	Untuk rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. bebas debu lokakarya , laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya
MOQ	100.000 PCS

Detil gambar dari produsen dokter ahli bedah cap Cina:



