

## Deskripsi topi scrub bedah medis:

|              |  |           |                  |
|--------------|--|-----------|------------------|
| Nama Produk: | produsen dokter ahli bedah cap China, rumah sakit bedah topi bob, medis topi scrub bedah | Bahan:    | PP bukan tenunan |
| Warna:       | putih (Warna lainnya Bisa Tersedia)  | Gaya:     | tunggal elastis  |
| Ukuran:      | 19 "   | gramatur: | PP10g            |

## Keuntungan dari topi scrub bedah medis:

- 1.Pleated karet gelang di sekitar, banyak ruang untuk rambut panjang. Hal ini dapat mencegah rambut jatuh untuk menghindari masalah yang mungkin.
- 2.Used di rumah sakit dan membersihkan kamar.
- 3.Breathable, non-penyerap, daya tahan
- 4.PP nonwoven, ekonomis, elegan dan tampan.

## Indikasi topi scrub bedah medis:

Topi scrub bedah medis digunakan untuk rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. Dan topi pakai non-steril dapat digunakan untuk lokakarya bebas debu , rumah sakit, laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya.

## Spesifikasi dari produsen dokter ahli bedah cap Cina:

|                |   |
|----------------|---|
| Bahan          | PP non woven  |
| gramatur       | 10g   |
| Gaya           | tunggal elastis   |
| Ukuran         | 19 ", dll   |
| Warna          | putih, (warna lain dapat tersedia)                                |
| pengepakan     | 100pcs / tas, 20bags / ctn, 2000pcs / ctn                         |
| desain kemasan | Semua kotak dan karton batin pencetakan dapat sebagai desain Anda |

|               |   |
|---------------|---|
| ukuran karton | 58x25x27cm  |
| Aplikasi      | Untuk rumah sakit tenaga medis klinis dan pasien. bebas debu lokakarya , laboratorium, industri makanan, elektronik manufaktur dan sebagainya |
| MOQ           | 100.000 PCS   |

**Detil gambar dari produsen dokter ahli bedah cap Cina:**



