

Deskripsi:

jaringan kapas sekali pakai terbuat dari katun, tekstur yang nyaman dan lembut, Nyaman dan ringan, mudah dilakukan.

Keuntungan

- 1.Size: 20 x 20 cm setiap bagian atau disesuaikan
2. Terbuat dari bahan katun, lembut dan nyaman, bersih dan sanitasi.
3. Nyaman dan ringan, mudah bawa .
4. Bisa basah dan kering, sangat bagus Untuk kulit yang rapuh atau sensitif
5. Penyerapan air yang hebat, Ramah pada kulit dan nyaman.
6. Jaringan katun bukannya Handuk wajah dan akan jauh lebih bersih untuk mengeringkan wajah Anda setelah dicuci.

Indikasi:

pribadi Perawatan, Penghapusan Makeup, Pembersihan Rumah, Penggunaan Perjalanan, Berkemah, Luar Mirip kegiatan dan acara bisnis.

Spesifikasi

Bahan	kapas
Gaya	Pola reticulate, pola mutiara, polos
Bentuk	Gulung, Square.
ukuran	20 x 20 cm setiap bagian atau disesuaikan
Warna	putih
Pengepakan	1 gulungan / tas
MOQ.	1000 bags.
Aplikasi	Dandan Remover, Perawatan Kulit Bayi, Perawatan Harian ...
Sampel	Sampel gratis, dapat disediakan gratis untuk Anda Pemeriksaan kualitas dalam 3 hari
Cara pembayaran	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Escrow
FOB Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou, sebagai milik Anda kebutuhan

Gambar Productt.



Point-breaking cut



High quality



No fluorescent agent



Soft & comfortable

100% Plant Fiber Made

Premium Eco Friendly Biodegradable Face Towel







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Lock Abundant Liquid



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Makeup removal



Baby care

Dry wet dual purpose



Wetting your skin



