

1. Bahan: PP Non Woven / PP + PE / SMS
2. Gaya: Elastis tunggal, elastis ganda
3. Berat Gram: 10g-20g
4. Warna: putih, biru, hijau dll.
5. Sertifikat: CE, ISO 13485, FDA disetujui

Parameter Produk

Bahan	SPP / PP + PE / SMS
Bobot	10-20gms.
Gaya	Elastis tunggal, elastis ganda
Ukuran	18 ', 19', 20 ', 21'
Warna	putih, hijau, biru dll
pengepakan	100 pcs / bag, 2000 pcs / karton
Desain pengepakan	Semua tas dalam dan pencetakan karton dapat seperti desain Anda
ukuran karton	Standar
Aplikasi	Rumah Sakit, Spa, Kecantikan, dll.
MOQ.	100000 pcs.
Sampel	dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu satu minggu
Jangka waktu pembayaran	T / T, L / C
Waktu pengiriman	Saat Anda Kuantitas (kami dapat menyelesaikan 100.000 PC per hari)
FOB Port.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Keuntungan Produk

Supper lembut dan nyaman

Bukti debu

Tahan air

Bahan yang ramah lingkungan

Gambar Produk

Lead time.

Dalam 15-25 hari setelah konfirmasi menerima setoran

Produktifitas

100.000 pcs per hari

Pengepakan

100 pcs / bag, 2000 pcs / karton

100 pcs / bag, 1000 pcs / karton

Port Pengiriman

Pelabuhan Wuhan / Shanghai / Ningbo atau port lainnya di Cina