

hijau Masker medis 3ply dengan pengait telinga bagian dalam masker bedah 3 lapis bFE > 95% sekali pakai masker bedah ini terbuat dari 3 lapis, lapisan dalam dan luarnya adalah PP non anyaman, tengah lapisan kertas filter 99 standar tinggi. Dengan gaya Ear-loop.

Keunggulan masker wajah bedah sekali pakai

1. sekali pakai Ukuran masker wajah: 17.5x9.5cm, 3-PLY.
2. Sangat resistansi rendah terhadap pernapasan, bebas dari bau asing, tanpa stimulasi apa pun perasaan.
3. Nose bar dapat beradaptasi, nyaman, tanpa serat kaca, bebas lateks.
4. BFE (Efisiensi penyaringan bakteri) $\geq 95\%$ (99%).
5. Gunakan teknologi pengelasan ultrasonik, nyaman dipakai.
6. putih, biru, hijau, merah, merah muda, kuning bisa tersedia.

indikasi masker wajah bedah sekali pakai

1. Produk steril digunakan untuk tenaga medis klinis rumah sakit dan pasien.
2. Produk non-steril dapat digunakan untuk bebas debu bengkel, rumah sakit, laboratorium, industri makanan, manufaktur elektronik dan sebagainya di.
3. Mencegah penyebaran cairan tubuh dan kandungan percikan darah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.

masker wajah bedah sekali pakai kemasan normal

- 1, Non steril, 50pcs / box, 2000pcs / ctn, ukuran karton: 52x38x30cm,
1 * 20 kaki beban: 500 karton, 1 * 40HQ beban: 1150 karton.
- 2, Steril, 1pcs / bag, 50bags / box, 1000pcs / ctn, ukuran karton: 52x19x30cm

Spesifikasi masker wajah bedah sekali pakai

Deskripsi	Masker wajah kebersihan dokter gigi sekali pakai bedah
Bahan	3ply, pp non woven 20g + filter 20g + pp non wovn 25g
Bobot	20 + 20 + 25g (nyaman, tanpa serat kaca, bebas lateks.)
Gaya	Elastis ear-loop (bebas lateks)
Ukuran	17.5x9.5cm (dewasa)
Warna	putih, hijau, biru, merah muda, kuning, merah muda, oranye, ungu, merah (semua warna bisa tersedia)
pengepakan	Tidak steril: 50 pcs / kotak, 2000pcs / ctn
desain kemasan	Semua kotak dalam dan pencetakan karton bisa sesuai desain Anda
ukuran karton	52x38x30cm

Aplikasi	Rumah Sakit tenaga medis klinis dan pasien. bengkel bebas debu`` laboratorium, industri makanan, elektronik memproduksi dan sebagainya
MOQ	5.000 PCS
Sampel	Dapat disediakan gratis untuk pemeriksaan kualitas Anda dalam waktu satu minggu
Jangka waktu pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Waktu pengiriman	seperti kamu kuantitas (kami dapat menyelesaikan 1 juta pcs per hari)
Pelabuhan FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

