

## Product details

### Fitur SMS gaun bedah:

- 1.SMS: Lint-free, tahan air, kekuatan tarik yang baik, nyaman.
- 2.Light-berat, Non-iritasi, properti antibakteri, kekuatan tarik yang baik, breathability Unggul dan anti-statis, resistensi dampak, lembut, nyaman.
- 3.Provide penghalang yang sangat baik untuk darah berpotensi menular dan cairan tubuh lainnya. melawan memerciki bahan kimia dan debu padat.
- 4.Disposable SMS bedah gaun yang paling pakaian medis konvensional, dapat mencapai kesehatan standar perlindungan dalam kasus umum.
- 5.SMS: "Tiga pertahanan" (tahan air, anti-alkohol dan hujan rintik-rintik anti-darah) untuk mematuhi standar medis domestik dan internasional.

### Rincian Informasi SMS diperkuat gaun bedah:


Nama:	SMS hijau diperkuat tanaman gaun bedah, rumah sakit steril gaun operasi, kemasan steril diperkuat bedah gaun
Bahan:	SMS
gramatur:	50 gsm
Penutupan:	dengan belt penutupan, atau dengan penutupan Velcro
Aplikasi:	untuk medis, bedah, farmasi, laboratorium, sektor industri
Ukuran:	S / M / L / XL / XXL / XXXL
Warna:	Hijau, Biru, dll, opsional
Pengepakan:	packing yang normal: 1pcs / polybag, 50pcs / karton
Penyimpanan:	Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang
sertifikasi:	CE, ISO13485, FDA

## Ukuran grafik:

### Bedah / ISOLASI GOWN SIZE CHART (Disesuaikan grafik ukuran dipersilahkan)

SENTIMETER	S	M	L	XL	XXL	XXXL
TINGGI	115	115	120	125	130	135
DADA PANJANG	127	137	140	145	150	155

## diagram SMS:



## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





Orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, gratis sampel.
- 2, rangka Kecil diterima;
- 3, hal L / C, T / T, D / P tersedia;
4. FOB, CNF, CIF, hal EXW tersedia;
- 5, harga kompetitif dan stabil karena kami adalah pabrik.
- 6, produk Berkualitas. inspeksi bagian produk 3 diterima.
- 7, layanan OEM. Opsi lainnya pada bahan, pola, ukuran dan kemasan;
- 8, pengiriman tepat waktu. Lead time terbaik adalah 25-30 hari untuk wadah 40HQ.
- 9, layanan ekspor profesional. Dokumentasi, clearance, transportasi laut, semua dalam satu.
- 10, baik layanan purna jual. Kami mengambil keluhan hati-hati karena kami ingin menjadi pemasok jangka panjang Anda!