

### Pengenalan gaun pasien pakai:

Gaya: Tops dan celana gaya, dua potong gaya

lengan: dengan lengan panjang / lengan pendek / non lengan

leher: round-neck, V-neck

kantong: dengan / tanpa kantong

pinggang: dengan dasi atau elastis

packing: 1pc / tas, 50pcs / karton

### Fitur gaun pasien pakai:

1.Lindungi diri Anda dari kuman, bakteri, dan penyakit berbahaya seperti Flu babi dengan pilihan kami Gown Pasien. Kami menawarkan pakaian rumah sakit, Gown pasien, gaun pasien medis dalam jumlah standar dan massal.

2.sangat covinient, memakai mudah dan mengambil .dapat melindungi tubuh terhadap air, darah dan cairan berbahaya lainnya.

### Spesifikasi gaun pasien pakai:

|                         |                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahan                   | SMS45g                                                                                                                         |
| Warna                   | biru, dll                                                                                                                      |
| Gaya                    | dua potong gaya, atas dan celana, manset terbuka, pergelangan kaki, dasi di pinggang                                           |
| Ukuran                  | S, M, L, XL, XXL, XXXL                                                                                                         |
| Aplikasi                | rumah sakit, dll                                                                                                               |
| Jumlah Pesanan Minimum: | 5.000 pcs                                                                                                                      |
| Harga:                  | Negotiable                                                                                                                     |
| Syarat pembayaran:      | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal                                                                      |
| kemampuan pasokan:      | 10.000 pcs / hari, 1 * 40 HQ kontainer dapat selesai dalam 15 hari                                                             |
| Waktu pengiriman:       | Menurut kuantitas                                                                                                              |
| rincian Packing         | Steril: bag 1 pcs / kertas plastik, 50 pcs / Ctn<br>Non-mensterilkan: 5 pcs / tas, 50 pcs / ctn<br>Atau sebagai kebutuhan Anda |

### Gambar pakai jas sms scrub:



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





### **Keunggulan kami:**

- produsen 1.Direct: 260 pekerja, 25000 m<sup>2</sup> debu lokakarya gratis,
- 2.12 tahun pengalaman, ISO, CE & amp; FDA sertifikat,
- 3.One jam jangkauan pelabuhan Wuhan, dekat pelabuhan Shanghai / Guangzhou, dll
- 4.Free sampel untuk Anda evaluasi dan respon cepat,

Ini adalah bagaimana kita menjaga kualitas yang baik dan kerjasama yang handal bagi pelanggan dihargai global.

### **Kontak informasi:**

**layanan VIP**

**Remey Chi**

**mobil: 0.086-15623307739**

**tel: 0086-27 8782 9195**

**E-mail: sales04@orienthonest.com**

**Skype: orienthonest04**