

Kualitas baik sekali pakai selimut pemanasan medis tanpa tenunan non anyaman selimut bergerak

Selimut medis yang tidak dapat ditanamkan terbuat dari non anyaman dan poliester di samping.

Memberikan kehangatan dan kenyamanan selama keadaan darurat pertolongan pertama

Banyak digunakan untuk penggunaan pasien tunggal

Sempurna untuk penggunaan darurat, perlengkapan pertolongan pertama, pusat perawatan darurat, rumah sakit, dan fasilitas perawatan medis lainnya

Bahan ini bebas lateks

Bahan:

100% poliester di dalam, di luar pp nonwoven

Fitur: sekali pakai, tahan air

Jenis:

Lembar datar, selimut yang ramah bersama

Bentuk: persegi panjang

Pola: bergaris

Gunakan: hotel, sekali pakai, rumah sakit

is\_customized: ya

Berat: 220-700g, 220-700g

Musim: Empat Musim

Nama Produk: Selimut Medis sekali pakai

Kata kunci: sekali pakai

Warna: biru, putih atau disesuaikan

Kain: 100% polyester, pp non anyaman

Penggunaan: maskapai penerbangan, rumah sakit, panti jompo

Logo: Terima logo yang disesuaikan

Desain: Terima desain khusus

Paket: 1 pc/poli bag



110 X 190cm  
200g  
羽绒被