

Deskripsi rumah sakit menggunakan jas lab nonwoven:

1. Bahan: PP50g
2. Warna: hijau,
3. Gaya: rajutan manset / kerah, kancing depan
4. Ukuran: S-XXXL ukuran yang tersedia
5. Packing: 5PCS / polybag, 50PCS / karton dan seperti yang Anda butuhkan
- 6.1 * 20 "FCL: 50000PCS (toleransi ukuran sebagai berbeda dan bahan)
7. Mini kuantitas: 10, 000PCS
8. Sertifikat: CE, FDA, ISO13485

Fitur rumah sakit menggunakan nonwoven jas lab:

menjahit 1.Hand, warna hijau, knitted manset dan kerah dengan saku.

2.Non-menjengkelkan, properti antibakteri, kekuatan tarik yang baik, Lint bebas, breathability Superior dan anti-statis, resistensi dampak, lembut, nyaman.

memerici 3.Against bahan kimia dan debu padat.

4.Usually nonwoven jas lab dengan efek bebas debu dan anti-virus secara luas digunakan tempat umum, industri medis, pembersihan lingkungan, pabrik elektronik, pengolahan makanan, sekolah dan rumah sakit.

LAB COAT SIZE CHART:

Ukuran grafik jas lab (Ukuran Disesuaikan dipersilahkan)								
SENTIMETER	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
TINGGI	100	103	107	110	112	113	120	120
DADA PANJANG	132	135	137	140	142	147	150	158

spesifikasi rumah sakit menggunakan jas lab nonwoven:

Nama: rumah sakit menggunakan jas lab nonwoven, High Quality Medis hijau Lab Coat, produsen jas lab non woven di Cina

Bahan: PP non-woven

gramatur: 50gsm

Gaya:	lengan panjang atau pendek; manset elastis atau merajut; kerah / stand / putaran / rajutan kerah opsional dengan / tanpa saku; dengan tombol jepret atau Velcro penutupan
Aplikasi:	untuk medis, farmasi, laboratorium, sektor ibadah
Warna:	hijau atau kustom opsional
MOQ	5000pcs
Pengemasan:	5 atau 10pcs / tas; 50 atau 100pcs / ctn;
Penyimpanan:	Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang
Syarat pembayaran:	T / T, PayPal. western union, L / C, D / A, D / P, escrow,
Layanan lain:	OEM dan Disesuaikan Logo / merek
sertifikasi:	CE, ISO13485
waktu pengiriman	Capacity: 10.000 pcs / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;

Gambar rumah sakit menggunakan nonwoven jas lab:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

